

MANUAL

TRABAJAR CON VARIOS USUARIOS SIMULTÁNEAMENTE







Con NeuronUP puedes hacer que tus usuarios trabajen en diferentes dispositivos al mismo tiempo.



Para ello, **debes conectarte sucesivamente con tu clave de acceso al ordenador de cada usuario** e iniciar la sesión que le hayas asignado.

1. Asigna una sesión



Desde el menú, pulsa en **"Sesiones**" y luego en **"Sesiones digitales**".

2. Elige y pulsa en una sesión para asignarla

9	Área de trat Sesior	nes digitales						
ъ	Q Buscar	sesión		🗇 Vista calendario				
		Criterios visualización Mis lesiones del Ottimo met	~ Anterior	Anterior Actual Siguiente Q. Buscar session				
d.	4	Memoria	Attention	inuti				
0		Atención	Cirri examinin del al. O Tiempo 15 mins	rtino : 57 conformat for actividaid , Cois bold	nieros V	les		
	ę	Atención alterna y sostenida	Asignar Ver	Editar Duplicar Eliminar				
	1	O Nueva sesión divital		5	6	7		

Elige una sesión y pulsa en ella o arrástrala hasta la fecha que quieras para asignarla.

3. Elige a los usuarios a los que vas a asignar la sesión



En la lista de usuarios, elige aquellos que trabajarán con esta sesión.

Nota:

Para que los usuarios puedan trabajar al mismo tiempo de forma individual, es necesario disponer de tantos dispositivos como usuarios.

Por ejemplo, para que 2 usuarios trabajen **al mismo tiempo**, se necesitan 2 ordenadores o 2 tablets.

4. Ve al dispositivo del primer usuario y pulsa en "Empezar" en su sesión

A partir de aquí, tendrás que repetir el proceso en el dispositivo de cada usuario.

	010			x
Sin empezar				
Fecha de inicia * 23/12/2022	Ē	- Fecha de 23/12	fm* /2022	
🕈 Sesión para casa	La duración má	ama es de 15	dias	
NO NO				Guardar
 Asignada por Merlina F A Idoma Español Nempor 15 mos. 	Legni			
Empezar Ver	Editar Dup	icar Elin	linar	
Bennin särer rösib Randön				

Una vez que hayas entrado en el ordenador del primer usuario con tus claves de acceso, pulsa en "**Sesiones**".

Selecciona la sesión del usuario (en este caso María López Polo) y pulsa en "**Empezar**".

La sesión del usuario comienza en su dispositivo



A partir de aquí, la sesión es segura.

El usuario solo puede acceder a su sesión.

Solo tiene que pulsar en "**Empezar**" para comenzar a trabajar.

Conde están los gatos? Fijate donde están los gatos. Cuando se escondan, señala las cajas donde están.

Ve al dispositivo del segundo usuario

	neuron	ζ.	
-Au em	unicial Ses		
		۲	
	749is ofvidado tu contr	าระค์ลา	
	INICIAR SESI	ÖN n gratuite de Nanamet JP	

Empezar



Repite el proceso anterior.

Inicia sesión con tus claves de acceso en el dispositivo del segundo usuario.



Pulsa en "**Sesiones digitales**".

Selecciona la sesión del usuario, en este caso Adriana, y pulsa en "**Empezar**".

		1.1	
		×	mingo
1	Sin empezar		4
	Fecha de ínico * Fecha de fin * 23/12/2022	•	
8	La duración missima or de 12 dias		11
	 ♠ Sesiôn para casa ◯ > NO 	Guardar	
15	Asgrada por Medina Haruni A. Ukoma Español Dempo: 15 mos	18	
22	Empezar Ver Editar Duplicar Eliminar		25
29	30 31		1

Empieza la sesión.

Repite el proceso para todos los usuarios a los que quieras asignar la sesión.

Hola Adriana

Atención

