

MANUAL COMPLETO DE NEURONUP



MANUAL

PERSONALIZAR ACTIVIDADES



En NeuronUP puedes **personalizar los juegos y los generadores.** Las fichas no son personalizables.

1. Elige y abre una actividad (juego o generador)

		5 céntimos
	10	
Modo corrección Modo libre	5	
	9	

Elige un juego o un generador desde la página principal de NeuronUP.

Una vez abierta la actividad, selecciona "**Modos personalizados**", en los generadores, o "**Fases personalizadas**", en los juegos.

2. Crea o edita una personalización

	Modos personalizados	\otimes
CI	Nombre	Continuar
	Pedro	🕨 Seleccionar 🛷 Editar 🛞
	Juan	🕨 Seleccionar 🛛 🛷 Editar 🛛 🛇
	María Personalización para María	🕨 Seleccionar 🛷 Editar 😒
	Miriam	👀 Seleccionar 🛛 🏑 Editar 🛛 🛇
	Carlos	👀 Seleccionar 🛛 🛷 Editar 🛞
	Marta	>> .Seleccionar 🛷 Editar 🛛
0111		

Para crear una nueva personalización, **introduce un nombre para la personalización**. Por ejemplo, el nombre del usuario para el que se utilizará.

Luego pulsa en "Continuar".

Para modificar una personalización, pulsa en "**Editar**".

3. Empieza a personalizar

Aspectos generales

Darámetros

Adaptabilidad



Los "aspectos generales" son los mismos para todos los juegos y generadores.

Podrás elegir el modo de trabajo, adaptar el tiempo, avisar al usuario cuando esté inactivo, adaptar las instrucciones de la actividad y añadir un cronómetro.

< 🗉 Aspectos generales 📒 Adaptabilidad Parámetros Tipo de moneda Nº de elementos 5 Peso colombiano ¥ Billetes/monedas 100000 50000 20000 2000 10000 5000 1000 1000 200 500 50 100 0111

Los "parámetros" son específicos de cada actividad.

En este caso, estamos en una actividad de manejo de dinero, por lo que puedes elegir el tipo de moneda, la cantidad de billetes/monedas y su valor.

Aspectos generales E Parămetros Adaptabilidad

La pestaña "**adaptabilidad**" permite elegir entre **arrastrar o pulsa**r en los elementos para facilitar la tarea a los usuarios con problemas motrices o que no se desenvuelven bien con el ratón o las pantallas táctiles.

No está disponible en todas las actividades.

4. Guarda la personalización

		Instrucciones
O Correc	ción	8
🛞 Lib	Nombre	٢
	Maria	
Tiempo	Descripción	
() SI	Personalización para Maria	8
O No		
Aviso in		🖱 Añadir
() SI		
O No		O No

Puedes **añadir una descripción** a la personalización.

De esta forma, podrás recordar más fácilmente sus características.

Para guardar la personalización, pulsa en "**Añadir**".

La actividad personalizada está lista y guardada



Puedes **trabajar directamente** con la actividad personalizada.

Cuando más adelante quieras trabajar con ella, la encontrarás en la **lista de personalizaciones** de la actividad.

			\otimes
	Nombre	Continuar	
	eerstzzz Pedro	👀 Seleccionar 🛛 🥪 Editar 🛞	(A)
	Juan	🕨 Seleccionar 🛛 🥪 Editar 🛞	
÷	María Personalización para Maria	🙌 Seleccionar 🛛 🏑 Editar 🛛 🛇	2
	ounza Miriam	👐 Seleccionar 🛛 🏑 Editar 🛛 🛇	
	Carlos	👀 Seleccionar 🛛 🎸 Editar 🛛 ⊗	
	ewritzzz Marta	🕨 Seleccionar 🛛 🛷 Editar 🛛 🛇	
			10

Encuentra tu personalización cuando creas una sesión

- 1. Ve a "Sesiones" > "Sesiones digitales" > "Nueva sesión digital".
- 2. Configura tu sesión y añade las actividades pulsando encima de ellas.
- 3. Elige la actividad para la que has creado una personalización. En este caso Clasifica el dinero.



📋 Eliminar sesión

4. Una vez añadida la actividad, **pulsa en ella en la parte izquierda de la pantalla, como en la siguiente imagen.**

5. A continuación, **activa el filtro "Elegir dónde empezar**" y verás las diferentes personalizaciones que has creado para esta actividad.

6. Elige **la configuración que quieras**. En este ejemplo elegimos "María". De esta forma, tu usuario realizará su sesión con la actividad personalizada.





MANUAL

CREAR Y UTILIZAR UN PERFIL DE USUARIO



Elige cómo nombrar a tus usuarios: paciente / usuario / alumno

Antes de empezar, debes saber que ya puedes decidir cómo nombrar a tus usuarios en la plataforma: pacientes, usuarios o alumnos. Así es como se hace:



Pulsa en "Centro/Empresa".

Pulsa en "**Editar**", en la parte superior derecha.

neuron			Administración	e 🗢 😣 🐱
ntro / Empresa	Administración / Centro / Empres	anesa Sa		🖌 Editando
étodos de pago	STREET, SOLVER AND AND A			
ofesionales.		NeuronUP oficial	Paciente	
turas		Visualización de los cocurros *	Usuario	
stión de planes	UP	Nombre	Alumno	
	Cambiar		Teléfono	
		Deeccolo C/ Piqueras 31	Código posstal 26006	
		Point B		C

Pulsa en "¿Cómo quieres nombrar a tus usuarios?" y luego elige la opción que deseas: usuario, paciente o alumno.

No te olvides de pulsar en "Guardar", abajo a la derecha.

Ocultar menû

Ahora veremos **cómo crear un perfil de usuario (usaremos el término "usuario" para este tutorial).** Crear un perfil de usuario es fundamental: lo necesitarás para asignar sesiones de trabajo y realizar un seguimiento de sus resultados.

1. Pulsa en "Gestión de usuarios"



Para empezar, pulsa en la pestaña "**Gestión de usuarios**" en la parte superior de su pantalla.

2. Pulsa en "Nuevo usuario"

neuron	Área de trabajo Gestión de Usuarios		o o 🕼 🏹 A continuación, pulsa
Vsuarios NeuronUP2G0	Gestión de Usuarios 7. Usuarios. Usuarios		Nuevo usuario Nuevo usuario en la derecha de la nantalla
	Q. Buscar usuario	20	
	Usuarios con los que trabajo	Ningún usua María	Apericies.*
	Adriana Gomez	Selecciona un	

- 1. Escribe el **nombre y apellidos** de tu usuario.
- 2. Sube una foto de tu usuario o elige un avatar.
- 3. Pulsa en "Crear".

Si quieres crear un perfil para trabajar en grupo, escribe por ejemplo "Grupo" en el nombre y un número en el apellido, por ejemplo, "1".

*Ver Manual para trabajar en grupo.



3. Rellena el perfil de usuario

		Annen Annen 25.0 Secones del avain	u Progémia delusiario Resultados del sulario 🖉 Estar
8	María López Polo Sees Caucacon - Caucacon - Matter anyonemtal - Nater anyonemtal - Accentra Laboral - Accentra Laboral - Accentra Laboral - Accentra Laboral - Cagnolotoo	Facha de nasemantar - DRE - Unicendo:	Batos de acceso a NeuranUP2GO Sensoras para taba Sensoras Usera User

Personas de contacto		
Añadir persona de contacto		
Nombre *	Apellidos *	
Email	Teléfona	
Tratamientos		

Una vez creado el perfil de tu usuario, **puedes añadir toda** la información que quieras: educación, historial laboral, diagnóstico, etc.

Además, puedes definir quiénes son los profesionales que van a trabajar con este usuario. Esto es útil cuando hay varios profesionales que trabajan con el mismo usuario.

Desde esta pantalla también se pueden gestionar los datos de acceso a NeuronUP2GO (acceso en remoto), en el recuadro azul.

*Ver Manual de	NeuronUP2GO.
----------------	--------------

Trata

А	ñ	ad	ir i	tr	a	ta	m	iei	nt	0	

0151012012		
Fecha de inicio	Fecha de fin	Ē

4. Consulta las sesiones y los resultados del usuario

	Activita Nauseria Pistan	defunsiant) Programas defunsiants Resultados defunsiants 🖌 Cóster 🔒
María López Polo Sexe Educación Historia Nartes conventio.	Fecha-Se nativisente: - DNI: - Derección: -	Datos de acceso a NeuronUP2GO Sesanes De anec Dateme Lider_5175286800c26632805443754362833 Coretanina ***

Desde el perfil de tu usuario puedes acceder a sus sesiones o programas, así como ver sus resultados.



MANUAL

TRABAJAR CON SESIONES





Una sesión es un conjunto de actividades. La creación de sesiones te permite planificar tu trabajo en pocos minutos. A continuación, te ayudamos a descubrir cómo sacar partido a las sesiones.

1. Selecciona "Sesiones digitales"



2. Pulsa en "Nueva sesión digital"

			💿 🔹 🗟 💅 Tides 🔷 🐨 Nueva sesión digital	Una vez que hayas pulsado en " Nueva sesión digital"
sparte	Ovicta rakerdans.		EVista agendie Source	aparecerá la siguiente ventana.
200	nortes	mindes 2	jamen verme skiede derege 3 4 5 4	
7	8	0	Nueva sesión digital	×
18	15	10	Nombrei de la siesión *	safol *
21	22	23	Color de la sesón.	• • •
			Ver opciones avantades 🗸 🗸	

Para empezar, pulsa en "**Sesiones**" y luego en "**Sesiones digitales**", en la parte izquierda de la pantalla.

3. Rellena la información básica de la sesión

Nu	eva sesión digital			
rención alterna y sostenida - Pedro			Español	
~	dan da la casta			
				•
Iz	ano de la seción			
🏯 🧉 🖉 🋸 🚯	କ ବ ୍ୟ		F 9	
93 🗣 😴 😫 🍋		2	\$	
Quitar	opciones avanzadas	~		
Nu de				
Pedra				
Description				
sevenes para veore				
				si
Evaluación del vascario 💶 Sl Confirmar fin	r de la actividad 🤍 S		Boton coupurat	1.25
Evaluzción del vauario 🥡 Sl Confernar fir	de la actividad 💷 S		HORDIN CONDITILIAT	

 Nombra tu sesión.
 Elige un icono y un color.

Opcional:

- Pulsa en "Opciones avanzadas".

- Añade **etiquetas**. Esto te ayudará a encontrar tu sesión más fácilmente.

- Añade una **descripción** de la sesión.

- Activa o desactiva acciones avanzadas.

3. Pulsa en "Crear".

4. Filtra las actividades

ŕ	neuroniat Annua	de trabajo	• • •			
	Contenido de la sesión		Editar sesión 'Atención alt	erna y sostenida - Pedro'	Educt Tipo * Etimited *	
• 20	mins.		Atención alterna	v sostenida – Pedro	🖉 Editar caracteristicas	
0	Lamains on accon © (mmo	•	Chisada per: Merlina Har P Sesiones para Podro E Con evaluación del usar	uni : exe . Si confirmar fivi actuidat. Con botan continuar		
0	El pequeño giotón de letras el nevo					
0	De marter à mayor et mos		 Outscar actividad 	😵 Àreas de intervención	nue nue tuto -	
0	Actos según números Otrans		Result de laterención	Funciones cognitivas Arrais d		
0)		A	Collentación Collentación T A	i 👝 🆓 💽 😐	
				🥠 🐉 > 💆 Atanción Di S	1 🕎 🧑 🚳 🔛	
			C	🕪 🚘 > 🗆 Memoria		
				x 🔲 Lenguije		
				» 🔲 Funciones ejecutivas		
				, 🗋 Gnoslas		
				> 🗖 Praxias		
				, 🔲 Habilidades visoespaciales		
				Cognición social		

La base de la sesión está creada, ahora tienes que añadir las actividades que quieras.

Para ello, puedes filtrar las actividades por funciones cognitivas, por tipo de actividad o por edad.

5. Elige las actividades



Una vez filtradas las actividades, solo tienes que pulsar encima de las que quieras añadir a tu sesión.

Las actividades seleccionadas aparecerán en el lado izquierdo de la pantalla a medida que las añadas.

*Es posible añadir la misma actividad varias veces.

Cambia el orden de las actividades (opcional)



Se puede cambiar el orden de las actividades.

Solo tienes que mantener pulsada la actividad y moverla al lugar deseado.

En el ejemplo de la izquierda, hemos movido la actividad '*Actos según números'* del tercer lugar al último.

6. Configura las actividades (opcional)

Por defecto, cada actividad durará 5 minutos y el usuario comenzará en el nivel en el que se detuvo la última vez que la realizó, o en el nivel más bajo si nunca ha trabajado con la actividad en cuestión. Para configurar estos ajustes, simplemente pulsa en cada actividad y cambia la configuración, como te mostramos a continuación:



de trabajo.

Esta actividad es un generador por lo que puedes adaptar el número de repeticiones*.

Puedes seleccionar la personalización creada previamente para Pedro.

*En el caso de los generadores, es importante aumentar el número de repeticiones si quieres que tu usuario trabaje realmente durante el tiempo

E Contenido de la sesi	5n	Camare Estar ator restaurant	ro en acción to a los diferentes platos po a. (reacar (Austroda) Neestas	Saos en un	P
• 20 mins		Tempo L Means* S	1 ingenits' 0		etteri
B poqueño gistos de letras.	•	 Eleger dönde empezar NO 	5		•
De manor a mayor	- 1	Counter			101
Constantination			8 8 1 8	prámides ardoban sor mantenia so s ocuitas ba	oros y as jo ta

Juego

Ficha

<u>ی</u>	Estar utertizia restaurante Aatomoni (rese	in: Glerentes platos p	wdidox wn un
• Tierroo			
A Mayore *		A legents !	
10		0	
0 Depration	Se empeque		
- Continues		140	
Predetattri	inada 🔹	Filme 1	

Para los juegos, el proceso es similar.

La diferencia es que puedes determinar el nivel en el que el usuario

Excapa del laboritorio Laboritorio Excapa del laboritorio Harificación (2000) Excapa del laboritorio Excapa del laboritorio (2000) Excapa del laboritorio (2000) Excapa del laboritorio (2000) Excapa del labor	Contenido de la sesión	Editar sesió	ón 'Atención alterna γ sos	stenid
Camparine en accón Image: Campar	mins	Escapa del laber Herificacie (/ Jens	nnto mia	Laberinto
B pequarki glatin de latras. Composition de latras Composition a mayor Composition Composit	Camurana en acción	Actos	s según números « dilemintas acciones cambiando según ri	×
Dr monor a mayor S binin Actos según nimeros C según nimeros C según nimeros C tiogr dócido impozar D Kitogr dócido	El pequeña glatón de tetras O trave	• 1 (0[6]3[3]) * promo	enerita (Alaberrantie (stituisties) Mitalian.	
adac según números	De monor à mayor ® t-write	*) 5	2 September 1 0	
	Adas según números	Elege diode imperi NO Elege diode imperi NO Emperar en últere ma Continuar con el re SI	com sultado: sto de fichas @	

010131313	Accession Distances I Artistante
Fempo A Mindon* 5	A Separate'
Elegr dönde ompessar	
nos Básico 1	Mode commutiy

No te olvides de pulsar en "Guardar" cada vez que personalices una actividad.

Para las fichas el proceso es idéntico al de los juegos.

La diferencia es que no puedes elegir la porque no es posible personalizar una

7. Guarda la sesión

tención alterna y	sostenida - Pedro'	Diposefu presi di tree	Certer control (s) or tag	Recip comunity	
	And the second s			Minero 0 Par Control 0 Par 4 8 3 5 (1 1 1 2 0 (6 0 6 3 3 7 Particular of the second se	
0	0	0	0	0	0
7 + 7 4 24	COURS MARA & COLEDO	R	B		Income autor see las name lápice herais storio mánul parail octopa

Una vez configurada la sesión, pulsa en "**Finalizar**" en la parte inferior derecha para guardar la sesión.

Se puede modificar más tarde si es necesario.

8. Asigna la sesión

Atriana Gorrez

🧑 Maria López Pela

Pedra Garcia

0.5

Área de trabajo Gestión de	Usuarios Academy Administración	
Area de trabajo / Sesiones digitales Sesiones digitales		
۹. Buscar sesión		
Criterios visualización Mis sesones del último mes	Atención alterna y sostenida - Pedro	sión
Atención alterna y sostenid	 a → P Sesiones plata Piedro R Con evaluación del causero , Si confirmar fin actividad , Con botón continua Tiempo: 20 mms 	ur
🖗 Maria	Asignar Ver Editar Duplicar Eliminar	-
Wueva sesión digital		

🍳 Atención alterna y sostenida - Pedro

18/11/2023

na un día mais de 13 des

包 18/11/2022

B 10

Asignatura

O Torte Land

Pulsa en la sesión o arrástrala hasta la fecha deseada.

Selecciona uno o más usuarios para asignarles la sesión.* * Ver Manual para trabajar con varios usuarios simultáneamente.

Define la fecha de inicio y fin de la sesión.

Activa el filtro de sesión en casa si quieres que tu usuario trabaje de forma remota.* * *Ver Manual de NeuronUP2GO.*

9. Inicia la sesión



Para iniciar una sesión, debe estar asignada y programada dentro de un rango de fechas que incluya el día en el que estamos.

Pulsa en "**Empezar**" para iniciar tu sesión.

10. Sigue el desarrollo de la sesión



Una vez iniciada la sesión, puedes seguir su progreso gracias a la aparición de un indicador.

Vista calendario / vista agenda

D Onternation Comme			
		Sumair i e suide Bugeadar (er Hi	
	interior		2
	,		N 1
12	.#		34 12

		III Vista agonda	
r.	Anigrades por mi		Todas
u:	uario		Progreso
e	PEDRO GARCIA		Sia mapetar

Puedes ver y organizar tus sesiones con la vista calendario (izquierda) o con la vista agenda (derecha).



MANUAL

TRABAJAR CON PROGRAMAS



Un programa es un conjunto de sesiones.

La creación de programas te permite planificar tu trabajo durante varios meses en pocos minutos. Descubramos cómo a continuación.

1. Pulsa en "Programas digitales"



2. Pulsa en "Nuevo programa digital"

					Todos		🗢 🎯 Nuevo p	rograma digital	ри рг
	⊡Vista (aferidario				Vista agenda		8	ap ve
1011	Siguente	9. Buscar sesión			Programas de mis vavanos Asignados por mi	ц.	Lugar Todas	. 0	
2023	2						1 <u>0</u>		
	marten	miercoles		jorves	viertes.	sibado	e de		
		1	2			Nuevo pr	ograma digital		
				Nemoria Nive	na			niara Español	
7		8	9						
							000000		
						Loro del	property approx sectors pro-	-	
					i ≟ ⁶⁰ s ₹ 3 93 s ° 55 (► 88 <9 9 % ≈!			
						Oultar spoon	n Annoster 🗠		
					for an operation of the films	•	The effect of the second of th	•	
						A Propieta	perie canie		

Para empezar, pulsa en "**Programas**" y luego en "**Programas digitales"**, en la parte izquierda de tu pantalla.

Una vez que hayas pulsado en "**Nuevo programa digital**", aparecerá la siguiente ventana.

3. Rellena la información básica del programa

		Color del programa		
		lcono del prodrama		
2	6 0 3			
<u> 7</u>]	00 2 4	1 1 🔍 🕄 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8	
		Ocultar opciones avanzadas 🛛 ^		
	The pays they rails setting	Dist attraction		
	5 dias	* 3 man	*	
		 Programa para casa NO 		
ci				
emoria O Escribe aquí				
yamas para trabajar con usuarios				
	ci		1000 - 00 100	A.
Evaluación del usuario 🕄		Confirmar fin de la actividad 💷 🚽 🤤	Boton continuar	
		Crear		

- Nombra tu programa.
- Elige un icono y un color.

- ^Dulsa en 'Opciones avanzadas".
- Determina el número de días que tu usuario tendrá el número de días de descanso entre cada una.
- Añade **etiquetas**. Te ayudará a encontrar tu programa más fácilmente.
- Agrega una **descripción**.
- Activa o desactiva **acciones** wanzadas.

2 Du		on "	Croa	¹¹ م
J. Pu	ISa	en	Ciea	

4. Añade las sesiones

Alexandro Hangur, Frequencia gapane, - Cattor (organical Network Network Network Network)			La base del progra ya está creada. Ahora tienes que añadir las sesione que quieras.
R Barrer media		lanan Ditara mes	
Serie	Profesional	Accores	
Atorcido atorna y sostenida - Maria	Mertina Kanan	ua fata Dualea Made	
Maria Nº de serveres 17.2	Merina Harun • Economico del programa	ian Estar Oustra internet Schultzer Programa "Memoria-Nivel medio"	
	In the second se	Memoria-Nivel medio 4 Costa per Merico tavas # Propriori par tabat consument # Constanting of the state of the strength of the state # Constanting of the state of the strength of the state of the	
		5. Based weath	
		Mane to alterna y unitereda - María María María María	

5. Guarda el programa

	in a Dimension	Creating per esi	5 6
Profesional	Annes		
Marlina Harun	ike Azelas Dugikas 🚺	nin	
Marina Kasan	We Adda Dupica 🚺		
			(

Una vez que hayas configurado el programa, pulsa en "**Finalizar**", en la parte inferior derecha, para guardarlo.

Puedes modificarlo más tarde si es necesario.

6. Asigna el programa

Área de trabajo / Programas digitales

Programas digitales Buscar programa Memoria-Nivel medio Criterios visualización Creado por: Merlina Haruni Mis Idioma: Español Memoria 🗆 Programas para trabajar con usuarlos n 9 Memoria-Nivel me Con evaluación del usuario , Sí confirmar fin actividad , Con botón continu 5 días de duración para cada sesión, 3 días de distancia entre sesiones Nuevo programa digital Asignar Ver Editar Duplicar Eliminar Selecciona un día Fècha de micio 1 Dias para hacer cada sesión * Dias eritre sesiones* • 1B/11/2022 5 días 3 días n Programa para casa NO NO Asignado a: María López Polo

Pulsa en el programa y elige "**Asignar**" o arrástralo a la fecha deseada para asignarlo.

Selecciona uno o varios usuarios a los que asignar el programa.

*Ver Manual de trabajar con varios usuarios simultáneamente.

Activa el filtro de sesión en casa si quieres que tu usuario trabaje a distancia*.

*Ver Manual de NeuronUP2GO.

7. Inicia el programa

	19	Q 20
Memoria - Nivel media Marcon attenta - Maria	26	27
Watcherz Prod (a) Communication Very Watcherz Prod 202/11/2022		
Ladaration relation and in 15 day. • Stratic parameters - 30 - 40		
Namentari A forge book traine M forge book M forge book	Si es a	así, pulsa en " Empezar ".

Para iniciar un programa debe estar **asignado a un usuario** y estar dentro del rango de fecha en la que estamos, como en el ejemplo.

8. Sigue el desarrollo del programa



Una vez iniciado el programa, puedes seguir su progreso gracias a la aparición de un indicador.

Vista calendario / Vista agenda

Since other

Note other

Puedes ver y organizar tus programas con la vista calendario (izquierda) o con vista agenda (derecha).





MANUAL DE NEURONUP2GO (SESIONES PARA CASA)





1. Crea un usuario

×.				e e 🔒	ď,
Θ	Gentle de Dalarios / 1 Usuarios	Juairtís		😔 Nuevo usuato	1
0	Sector Control Sector				_

2. Crea los datos de acceso a NeuroNUP2GO Perfil del usuario > "Editar datos de acceso"

Pedro Garcia Sero: - Educación: - Teléfono	Fetha de nacimientos ORE: Dieveción:	Datos de acceso a NeuronUP2GO Secons juna tasa Sename Oxuario User_b1cd535a807d8c6486a079215c09b018	Sin acceso ² Usuano * PedroGarcia
- Núčleo čorvivencka - Historial laborat - Aliciones - Diagnóstico - Anarmejsis: - Coservaciones.	E.	Contraseña: Editar datos de aceso Profesionales que trabajan con este usuario Profesionales que trabajan con este usuario Estás trabajando con este usuario Orgar de trabajar	Contraseña NeuronUPPedro2022 & Courdar Cancelar Copia la contraseña y envíasela a tu usuario junto con su nombre de usuario.

3. Asigna los meses de NeuronUP2GO

Access partie Langue L	9 0	Area de trabajo Gestión de Usuarios Genoto de Usuarios / Tearons PIGO NeuronUP2GO	Academy Admenstración		e train por insignur 20 meses: Compose miles meses	Puedes asignar uno o varios meses a uno o varios usuarios.
 Ansade training Gentide daturation Ansader Ansader training Gentide daturation Ansader Ansader training Gentide daturation Ansader Ansader training Gentide daturation Gente daturation Gentide			Acceso para trabajar co ¿Cuántos meses de acceso necesitas? Nº de meses por asuario	A qué usuarios quieres dar accer Acceso para e Protes Garda • Selecciona uno e más usuarios	507	
¿Quieres comprario o prefieres utilizar los meses que te quedan por asignar? (a) Comprar meses 7,5 € (EUR) 7,5 € (EUR) 7,5 € (por mes fila no indicati) (b) productin por exignar 20 mesos (comprar	х ө о	Ana de trabajo Gestión de Usuarios Gestión de Usuarios MeuronUP2GO	Academy Administration	res dar el acceso	e è 💽 💰	Puedes comprar meses adicionales o asignar meses que ya tiene. (20 en el ejemplo).
			¿Quieres congranto o prefieres utilizar	los meses que te quedan por asignar?	Datos de acceso a NeuronUP2GO Sesiones para casa Acceso hasta el 28 dic 2022 Bauero 1 PabloGarcia	Tu usuario tiene ahora acceso remoto (puedes ver hasta que día podrá acceder)

4. Crea y asigna una sesión para casa

Pulsa en "Sesiones digitales"

Pulsa en "**Asignar**" en la sesión elegida.

×.	Área de trabajo Gestión de Usua					o 🗢 😣 🤟
0	Ava de trabas / Sesones digitales Sesiones digitales				tidona Todos	Nueva sesión digital
Ľb	R Boscar sesión	□Vista ralendar	10		≡Vista agenda	
	Criterios visualización Mo sessores del útima mes	Atonción alterna γ sostenida - Pedro × 2. Construct Montena Fisture	alden .	Tessperi de restasueros		
III.	Atención alterna y sostenida -	 Sectors Sparks P. Secreta pairs Parts B. Constant of many Sectors for activities for a field of Constant control of B. Constant Constant Sectors 	son	Asignadas por mi	-	odas
	Mirls		reinibes	jueves viernes	sibade	domings
9	(i) A marcula sesión digital	Asgnar Ver Editar Dupikar Eleminar	9	3	4	5 6 12 13

Elige a tu usuario (con acceso para casa activo). Activa el filtro de "Sesión para casa".

ک ر	Área de trabajo						• • 😣	X
0	ASIGNAR SESIÓN A US	JUARIOS				these Rados	Nueva sesión digit	tal I
5	Q Buscar usuario		SEE111		Atención alterna y sostenida - Pedro	×		1
	Todos	-			Selecciona un día			
=	Advance for			7	La duración máxima es de 15 días Fincha de escen	•	u	13
isla					28/11/2022			
9	Maria Lóp	ez Pola		14	♠ Sesión para casa		19	20
	Pedro Gan	cia			Asignada a:			
	01	luevo usuario		21	Podro Garcia	5	3	27
				0				
->					Asignar sesión		1	•
		N° de unueros	3/3	10.				

5. Sigue el progreso de la sesión en directo

Cuando tu usuario se conecte desde su casa y comience a realizar la sesión, podrás ver su evolución gracias al indicador que se muestra en la imagen.





MANUAL

TRABAJAR EN GRUPO



Con NeuronUP puedes hacer que tus usuarios trabajen en grupo.

Para ello, utiliza un único dispositivo (ordenador, tablet o proyector, en función del número de usuarios).

1. Crea un perfil de usuario para el trabajo en grupo

Es importante crear un perfil específico para trabajar en grupo, para que los resultados de un usuario no se distorsionen cuando se registren.

1. Para ello, ve a "Gestión de usuarios".



2. Pulsa en "Nuevo usuario", en la parte superior derecha.

×.	Área de trabajo Gestión de Usuanos	Academy		• • @ 🛃
0	Gestión de Usuares / Usuares. Usuarios	_		Nuevo usuano
	9. Bolcar usuano Ser element Tados Usuanios con Res que trabajo		50	
	Adriana Gomez		Ningûn usuario seleccionado	
	Maria López Polo		Selecciona un usuario del listado	
	Pedro García		o crea uno nuevo	

2. Rellena los datos del perfil

	Nuevo usuario	
Nombre *	Apellatos *	
Grupo	3	

Sube una foto o selecciona una imagen predeterminada



Puedes poner el nombre que creas más apropiado para tu perfil de grupo de trabajo.

En el siguiente ejemplo, ponemos "Grupo" para el nombre y "3" para el apellido.

3. Asigna una sesión al grupo de trabajo

Pulsa en "Sesiones digitales".

Elige una sesión y pulsa en ella o arrástrala hasta la fecha que quieras para asignarla.

Elige el usuario llamado "Grupo 3" y pulsa en "**Asignar sesión**".





Una vez que el dispositivo de trabajo y los usuarios estén listos para trabajar juntos, pulsa en la sesión y luego en "**Empezar**".



MANUAL

TRABAJAR CON VARIOS USUARIOS SIMULTÁNEAMENTE







Con NeuronUP puedes hacer que tus usuarios trabajen en diferentes dispositivos al mismo tiempo.



Para ello, **debes conectarte sucesivamente con tu clave de acceso al ordenador de cada usuario** e iniciar la sesión que le hayas asignado.

1. Asigna una sesión



Desde el menú, pulsa en **"Sesiones**" y luego en **"Sesiones digitales**".

2. Elige y pulsa en una sesión para asignarla

9	Área de trat Sesior	nes digitales						
ъ	Q Buscar sesión			Ovista calendario				
		Criterios visualización Mis lesiones del Ottimo met	~ Anterior	Anterior Actual Siguiente Q. Buscar sesión				
d.	4	Memoria	Attention	inuti				
		Atención	Cirri examinitin del al. O Tiempo 15 mins	rtino : 57 conformat for actividaid ; Cois bold	nieros V	les		
	ę	Atención alterna y sostenida	Asignar Ver	Editar Duplicar Eliminar				
	1	O Nueva sesión divital		5	6	7		

Elige una sesión y pulsa en ella o arrástrala hasta la fecha que quieras para asignarla.

3. Elige a los usuarios a los que vas a asignar la sesión



En la lista de usuarios, elige aquellos que trabajarán con esta sesión.

Nota:

Para que los usuarios puedan trabajar al mismo tiempo de forma individual, es necesario disponer de tantos dispositivos como usuarios.

Por ejemplo, para que 2 usuarios trabajen **al mismo tiempo**, se necesitan 2 ordenadores o 2 tablets.

4. Ve al dispositivo del primer usuario y pulsa en "Empezar" en su sesión

A partir de aquí, tendrás que repetir el proceso en el dispositivo de cada usuario.

	2010			d
in empezar				
Fecha de micra * 23/12/2022	Ē]=[Fecha de fin * 23/12/2022	ē
	La duración r	náxima e	s de 15 días	
🕈 Sesión para casa				
NO CON				Guardar
L. Asgrada.por Melfina.t	seuni			
% ldomai Español				
Lemma 15 mas	S101 - 1		101	
Empezar Ver	Editar D	uplicar	Eliminar	
A REAL PROPERTY OF A REAL PROPER				

Una vez que hayas entrado en el ordenador del primer usuario con tus claves de acceso, pulsa en "**Sesiones**".

Selecciona la sesión del usuario (en este caso María López Polo) y pulsa en "**Empezar**".

La sesión del usuario comienza en su dispositivo



A partir de aquí, la sesión es segura.

El usuario solo puede acceder a su sesión.

Solo tiene que pulsar en "**Empezar**" para comenzar a trabajar.

iDónde están los gatos? Fíjate dónde están los gatos. Cuando se escondan, señala las cajas donde están.

Empezar

Ve al dispositivo del segundo usuario

	and a	
Iniciar Se	esión	
- Albumilitat *		
email@ejempio.com		
	۲	
yi tex obvetado tu e	ากการสาว	
INICIAR SE	ISIÓN	
, pho tractagen con Neuronal P acort W	cantos gratuites de Necesarit.PP	



Repite el proceso anterior.

Inicia sesión con tus claves de acceso en el dispositivo del segundo usuario.



Pulsa en "**Sesiones digitales**".

Selecciona la sesión del usuario, en este caso Adriana, y pulsa en "**Empezar**".

		1.1	
		×	mingo
1	Sin empezar		4
	Fecha de ínico * Fecha de fin * 23/12/2022	•	
8	La duración missima or de 12 dias		11
	 ♠ Sesiôn para casa ◯ > NO 	Guardar	
15	Asgrada por Medina Haruni A. Utoma Español Dempo: 15 mos	18	
22	Empezar Ver Editar Duplicar Eliminar		25
29	30 31		1

Empieza la sesión.

Repite el proceso para todos los usuarios a los que quieras asignar la sesión.

Hola Adriana

Atención

